

ZHW	Kryteria przyjmowania próbek pasz do badań mikrobiologicznych	Strona: 1 Stron:1
-----	---	----------------------

Kierunek badania/ metoda badania	Kryterium przyjmowania próbek
Wszystkie metody badań	500 g paszy lub 500 ml wody

1. Próbki powinny być dostarczone w jałowych opakowaniach; oryginalne, szczelne pojemniki lub woreczki wykonane z tworzyw sztucznych lub szkła wypełnione do  $\frac{3}{4}$  swojej objętości.
2. Próbki wyrobów gotowych do badań mikrobiologicznych powinny być dostarczone w opakowaniach jednostkowych –handlowych z etykietami.
3. Próbki w ramach badań urzędowych powinny być odpowiednio zabezpieczone (bezpieczna koperta, plomba, taśma z pieczęcią PIW)
4. Próbki pasz dostarczyć do badań w temperaturze pokojowej.
5. Próbki do badań (produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi) na zgodność z Rozp. 142/2011 należy dostarczyć w liczbie 5 sztuk.