

ZHW	Kryteria przyjmowania próbek do badań na obecność patologicznej formy białka prionowego PrP <sup>res</sup>	Strona: 1 Stron:1
-----	--	-------------------------

#### Kryteria przyjęcia próbek do badań w kierunku diagnostyki TSE

1. Próbki powinny być dostarczone zgodnie z harmonogramami badań (tam gdzie obowiązuje)
2. Próbki powinny być w oznakowanych kartonach/opakowaniach i dostarczone do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie z zachowaniem odpowiednich wymagań termicznych.
3. Próbkę powinna towarzyszyć czytelna dokumentacja zawierająca informacje, które mają wpływ na zastosowaną przez laboratorium i zgodną z przepisami metodę badawczą
4. Próbki monitoringowe/urzędowe do badań w kierunku TSE :
  - każda z próbek pnia mózgu musi być w oddzielnym pojemniku, oznakowana zgodnie ze zleceniem/protokołem pobrania
  - dokumenty powinny być przesłane drogą elektroniczną najpóźniej w dniu dostarczenia próbek do badań.
5. Próbki pnia mózgu przechowywać w warunkach chłodniczych
6. Nie będą przyjmowane/ badane próbki:
  - nieoznakowane lub nieprawidłowo oznakowane
  - bez dokumentacji lub nieprawidłowo udokumentowane